

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Rabbit IFNg (Interferon Gamma) ELISA Kit EKL-ERB22475

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Rabbit IFNg (Interferon Gamma) ELISA Kit                                                                                                                                                                                                                      |
| Artikelnummer            | EKL-ERB22475                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hersteller Artikelnummer | ERb22475                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Alternativnummer         | EKL-ERB22475-96T                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hersteller               | EnkiLife                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spezies Reaktivität      | Rabbit                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produktbeschreibung      | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Rabbit IFNg. Standards or samples are added to the micro ELISA plate wells and combined with the specific an... |
| Detektionsbereich        | 15.6-1000pg/mL                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sensitivitaet            | 6.1pg/mL                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Proben                   | Serum,plasma and other biological fluids                                                                                                                                                                                                                      |
| Target-Kategorie         | IFNg                                                                                                                                                                                                                                                          |