

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **CelThera(TM) GMP Phenol Red Solution (0.5%) ABS-GMP-PI1100-1.5ML**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Artikelname              | CelThera(TM) GMP Phenol Red Solution (0.5%)   |
| Artikelnummer            | ABS-GMP-PI1100-1.5ML  |
| Hersteller Artikelnummer | GMP-PI1100-1.5ml  |
| Alternativnummer         | ABS-GMP-PI1100-1.5ML  |
| Hersteller               | AcroBiosystems  |
| Kategorie                | Sonstiges   |
| Produktbeschreibung      | CelThera(TM) GMP Phenol Red Solution (0.5%) is expressed from . -<br>Sonstiges...   |
| Formulierung             | Liquid  |
| Anwendungsbeschreibung   | Add 1.5ml of thawed CelThera(TM) GMP Phenol Red Solution (0.5%)<br>to 1000ml of basal medium (Phenol Red free), mix thoroughly. |