

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Anti-Zebrafish SUMO2,3,3b,3l Antibody Picoband PE Conjugated, Rabbit, Polyclonal BOB-AZQ6DHL4-PE

|                          |                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Anti-Zebrafish SUMO2,3,3b,3l Antibody Picoband PE Conjugated, Rabbit, Polyclonal                            |
| Artikelnummer            | BOB-AZQ6DHL4-PE                                                                                             |
| Hersteller Artikelnummer | AZQ6DHL4-PE                                                                                                 |
| Alternativnummer         | BOB-AZQ6DHL4-PE-100UG                                                                                       |
| Hersteller               | Boster Bio                                                                                                  |
| Wirt                     | Rabbit                                                                                                      |
| Kategorie                | Antikörper                                                                                                  |
| Spezies Reaktivität      | Zebrafish                                                                                                   |
| Immunogen                | E.coli-derived zebrafish SUMO2,3,3b,3l recombinant protein (Position: Q25-T72).                             |
| Klonalität               | Polyclonal                                                                                                  |
| UniProt                  | <a href="#">Q6DHL4</a>                                                                                      |
| Puffer                   | Each vial contains 50% glycerol, 0.9% NaCl, 0.2% Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> , 0.02% Na <sub>3</sub> . |
| Reinheit                 | Immunogen affinity purified.                                                                                |
| Formulierung             | Liquid                                                                                                      |