

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Multiplex Assay Kit for Kallikrein 5 (KLK5) ,etc. by FLIA (Flow Luminescence Immunoassay) USC-LMA451MU

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Multiplex Assay Kit for Kallikrein 5 (KLK5) ,etc. by FLIA (Flow Luminescence Immunoassay) |
| Artikelnummer            | USC-LMA451MU                                                                              |
| Hersteller Artikelnummer | LMA451Mu                                                                                  |
| Alternativnummer         | USC-LMA451MU-96                                                                           |
| Hersteller               | Cloud-Clone                                                                               |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                               |
| Spezies Reaktivität      | Mouse                                                                                     |
| Produktbeschreibung      | 48T, 96T, 96T*5, 96T*10, 96T*100...                                                       |
| Detektionsbereich        | 4.88-5000pg/mL                                                                            |
| Sensitivitaet            | The minimum detectable dose of this kit is typically less than 1.627 pg/mL                |
| UniProt                  | <a href="#">P15945</a>                                                                    |
| Proben                   | Serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids                             |
| Anwendungsbeschreibung   | FLIA Kit for Antigen Detection.                                                           |