

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Multiplex Assay Kit for Uroplakin 3A (UPK3A) ,etc. by FLIA (Flow Luminescence Immunoassay) USC-LMF558RA**

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Multiplex Assay Kit for Uroplakin 3A (UPK3A) ,etc. by FLIA (Flow Luminescence Immunoassay) |
| Artikelnummer            | USC-LMF558RA                                                                               |
| Hersteller Artikelnummer | LMF558Ra                                                                                   |
| Alternativnummer         | USC-LMF558RA-96                                                                            |
| Hersteller               | Cloud-Clone                                                                                |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                |
| Spezies Reaktivität      | Rat                                                                                        |
| Produktbeschreibung      | 48T, 96T, 96T*5, 96T*10, 96T*100...                                                        |
| Detektionsbereich        | 0.98-1000pg/mL                                                                             |
| Sensitivitaet            | The minimum detectable dose of this kit is typically less than 0.327 pg/mL                 |
| UniProt                  | <a href="#">D3ZZ76</a>                                                                     |
| Proben                   | Serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids                              |
| Anwendungsbeschreibung   | FLIA Kit for Antigen Detection.                                                            |