

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Multiplex Assay Kit for Arylsulfatase F (ARSF) ,etc. by FLIA (Flow Luminescence Immunoassay) USC-LMG613HU**

|                          |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Multiplex Assay Kit for Arylsulfatase F (ARSF) ,etc. by FLIA (Flow Luminescence Immunoassay) |
| Artikelnummer            | USC-LMG613HU                                                                                 |
| Hersteller Artikelnummer | LMG613Hu                                                                                     |
| Alternativnummer         | USC-LMG613HU-96                                                                              |
| Hersteller               | Cloud-Clone                                                                                  |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                  |
| Spezies Reaktivität      | Human                                                                                        |
| Produktbeschreibung      | 48T, 96T, 96T*5, 96T*10, 96T*100...                                                          |
| Detektionsbereich        | 0.02-20ng/mL                                                                                 |
| Sensitivitaet            | The minimum detectable dose of this kit is typically less than 0.007 ng/mL                   |
| UniProt                  | <a href="#">P54793</a>                                                                       |
| Proben                   | Serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.                               |
| Anwendungsbeschreibung   | FLIA Kit for Antigen Detection.                                                              |