

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Salmonella gallinarum Polyclonal Antibody, Unconjugated, Rabbit BSS-BS-1675R

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Salmonella gallinarum Polyclonal Antibody, Unconjugated, Rabbit                |
| Artikelnummer            | BSS-BS-1675R                                                                   |
| Hersteller Artikelnummer | bs-1675R                                                                       |
| Alternativnummer         | BSS-BS-1675R-100                                                               |
| Hersteller               | Bioss                                                                          |
| Wirt                     | Rabbit                                                                         |
| Kategorie                | Antikörper                                                                     |
| Applikation              | ELISA, IF                                                                      |
| Konjugation              | Unconjugated                                                                   |
| Produktbeschreibung      | fowl typhoid and pullorum disease...                                           |
| Klonalität               | Polyclonal                                                                     |
| Konzentration            | 1ug/ul                                                                         |
| Puffer                   | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol.               |
| Target-Kategorie         | Salmonella gallinarum                                                          |
| Application Verdünnung   | ELISA(1:500-1000), IF(IHC-P)(1:50-200), IF(IHC-F)(1:50-200), IF(ICC)(1:50-200) |