

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Salmonella gallinarum Polyclonal Antibody, PerCP Conjugated, Rabbit BSS-BS-1675R-PERCP

|                          |                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Salmonella gallinarum Polyclonal Antibody, PerCP Conjugated, Rabbit                                    |
| Artikelnummer            | BSS-BS-1675R-PERCP                                                                                     |
| Hersteller Artikelnummer | bs-1675R-PerCP                                                                                         |
| Alternativnummer         | BSS-BS-1675R-PERCP-100                                                                                 |
| Hersteller               | Bioss                                                                                                  |
| Wirt                     | Rabbit                                                                                                 |
| Kategorie                | Antikörper                                                                                             |
| Applikation              | IF                                                                                                     |
| Konjugation              | PerCP                                                                                                  |
| Produktbeschreibung      | fowl typhoid and pullorum disease...                                                                   |
| Klonalität               | Polyclonal                                                                                             |
| Konzentration            | 1ug/ul                                                                                                 |
| Puffer                   | Aqueous buffered solution containing 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
| Target-Kategorie         | Salmonella gallinarum                                                                                  |
| Application Verdünnung   | IF(IHC-P)(1:50-200), IF(IHC-F)(1:50-200), IF(ICC)(1:50-200)                                            |