

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

**prox1 Polyclonal Antibody, Unconjugated, Rabbit**  
**BSS-BS-25103R**

|                          |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | prox1 Polyclonal Antibody, Unconjugated, Rabbit                  |
| Artikelnummer            | BSS-BS-25103R                                                    |
| Hersteller Artikelnummer | bs-25103R                                                        |
| Alternativnummer         | BSS-BS-25103R-100                                                |
| Hersteller               | Bioss                                                            |
| Wirt                     | Rabbit                                                           |
| Kategorie                | Antikörper                                                       |
| Applikation              | IF, IHC-Fr, IHC-P                                                |
| Spezies Reaktivität      | Human                                                            |
| Konjugation              | Unconjugated                                                     |
| Klonalität               | Polyclonal                                                       |
| Konzentration            | 1mg/ml                                                           |
| NCBI                     | <a href="#">5629</a>                                             |
| UniProt                  | <a href="#">Q92786</a>                                           |
| Puffer                   | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
| Quelle                   | KLH conjugated synthetic peptide derived from human prox1        |
| Target-Kategorie         | prox1                                                            |
| Application Verdünnung   | IHC-P(IHC-P=1:100-500), IHC-F(IHC-F=1:400-800), IF(IF=1:100-500) |