

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### TTR/Prealbumin Polyclonal Antibody, Unconjugated, Rabbit BSS-BS-41140R

|                          |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | TTR/Prealbumin Polyclonal Antibody, Unconjugated, Rabbit         |
| Artikelnummer            | BSS-BS-41140R                                                    |
| Hersteller Artikelnummer | bs-41140R                                                        |
| Alternativnummer         | BSS-BS-41140R-100                                                |
| Hersteller               | Bioss                                                            |
| Wirt                     | Rabbit                                                           |
| Kategorie                | Antikörper                                                       |
| Applikation              | IF, IHC-Fr, IHC-P, WB                                            |
| Spezies Reaktivität      | Human, Mouse, Rat                                                |
| Konjugation              | Unconjugated                                                     |
| Klonalität               | Polyclonal                                                       |
| Konzentration            | 1mg/ml                                                           |
| NCBI                     | <a href="#">7276</a>                                             |
| UniProt                  | <a href="#">P02766</a>                                           |
| Puffer                   | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
| Quelle                   | Recombinant human TTR protein                                    |
| Target-Kategorie         | TTR/Prealbumin                                                   |

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Application Verdünnung | WB(WB=1:500-2000), IHC-P(IHC-P=1:100-500), IHC-F(IHC-F=1:100-500), IF(IF=1:100-500) |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|