

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

AKIP Polyclonal Antibody, PerCP Conjugated, Rabbit BSS-BS-4287R-PERCP

| | |
|--------------------------|---|
| Artikelname | AKIP Polyclonal Antibody, PerCP Conjugated, Rabbit |
| Artikelnummer | BSS-BS-4287R-PERCP |
| Hersteller Artikelnummer | bs-4287R-PerCP |
| Alternativnummer | BSS-BS-4287R-PERCP-100 |
| Hersteller | Bioss |
| Wirt | Rabbit |
| Kategorie | Antikörper |
| Applikation | IF |
| Konjugation | PerCP |
| Produktbeschreibung | May act as a negative regulator of Aurora-A kinase, by down-regulation through proteasome-dependent degradation.... |
| Klonalität | Polyclonal |
| Konzentration | 1ug/ul |
| NCBI | 54998 |
| UniProt | Q9NWT8 |
| Puffer | Aqueous buffered solution containing 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
| Quelle | KLH conjugated synthetic peptide derived from human AKIP |
| Target-Kategorie | AKIP |

Application Verdünnung

IF(IHC-P)(1:50-200), IF(IHC-F)(1:50-200), IF(ICC)(1:50-200)