

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Cattle anti-HAV IgG(anti-Hepatitis A antibody IgG) ELISA Kit EBT-ELK0762

| | |
|--------------------------|--|
| Artikelname | Cattle anti-HAV IgG(anti-Hepatitis A antibody IgG) ELISA Kit |
| Artikelnummer | EBT-ELK0762 |
| Hersteller Artikelnummer | ELK0762 |
| Alternativnummer | EBT-ELK0762-96, EBT-ELK0762-48, EBT-ELK0762-96X5 |
| Hersteller | ELK Biotechnology |
| Kategorie | Kits/Assays |
| Spezies Reaktivität | Bovine |
| Konzentration | 10 ng/mL |
| Detektionsbereich | 0.16-10 ng/mL |
| Sensitivitaet | 0.069 ng/mL |
| Proben | serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids |

Anwendungsbeschreibung

Assay Type: Sandwich. Assay length: 3.5h. Research Area: Infection immunity,. Test principle: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Cattle Anti-HAV IgG. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Cattle Anti-HAV IgG. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Cattle Anti-HAV IgG, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm 10nm. The concentration of Cattle Anti-HAV IgG in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve