

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

CheKine(TM) Micro Thioredoxin Peroxidase (TPX) Assay Kit ASC-KTB1660

Artikelname	CheKine(TM) Micro Thioredoxin Peroxidase (TPX) Assay Kit
Artikelnummer	ASC-KTB1660
Hersteller Artikelnummer	KTB1660
Alternativnummer	ASC-KTB1660-48, ASC-KTB1660-96
Hersteller	Abbkine Scientific
Kategorie	Kits/Assays
Produktbeschreibung	Abbkine CheKine(TM) Micro Thioredoxin Peroxidase (TPX) Assay Kit is designed for detecting TPX activity in the sample....
Tag	TPX
Anwendungsbeschreibung	TPX catalyzes H ₂ O ₂ to oxidize dithiothreitol (DTT). The absorption wavelength of H ₂ O ₂ is 240nm. TPX activity can be calculated by measuring the decrease rate of absorbance at 240nm and subtracting H ₂ O ₂ catalyzed by catalase (CAT). Therefore, this kit can measure TPX and CAT activities of samples simultaneously.