

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Rat Apelin Receptor (APLNR) ELISA Kit RDD-RD-APLNR-RA

|                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Rat Apelin Receptor (APLNR) ELISA Kit                                                                                                                                                                                            |
| Artikelnummer            | RDD-RD-APLNR-RA                                                                                                                                                                                                                  |
| Hersteller Artikelnummer | RD-APLNR-Ra                                                                                                                                                                                                                      |
| Alternativnummer         | RDD-RD-APLNR-RA-96,RDD-RD-APLNR-RA-48                                                                                                                                                                                            |
| Hersteller               | reddot Biotech                                                                                                                                                                                                                   |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                                      |
| Applikation              | ELISA                                                                                                                                                                                                                            |
| Spezies Reaktivität      | Rat                                                                                                                                                                                                                              |
| Produktbeschreibung      | This Rat Apelin Receptor (APLNR) ELISA Kit is a precoated, Sandwich ELISA assay designed to detect and quantify the target analyte in tissue homogenates and other biological fluids . This product is for Research Use Only.... |
| Detektionsbereich        | 0.312-20ng/mL                                                                                                                                                                                                                    |
| Sensitivitaet            | 0.128ng/mL                                                                                                                                                                                                                       |
| Proben                   | tissue homogenates and other biological fluids                                                                                                                                                                                   |
| Target-Kategorie         | Rat Apelin Receptor (APLNR)                                                                                                                                                                                                      |
| Anwendungsbeschreibung   | Assay Length: 4.5 hours. Experimental Method: Sandwich                                                                                                                                                                           |