

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Human Gastrokeine 2 (GKN2) ELISA Kit RDD-RDR-GKN2-HU

|                          |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Human Gastrokeine 2 (GKN2) ELISA Kit                                                                                                                                                                                            |
| Artikelnummer            | RDD-RDR-GKN2-HU                                                                                                                                                                                                                 |
| Hersteller Artikelnummer | RDR-GKN2-Hu                                                                                                                                                                                                                     |
| Alternativnummer         | RDD-RDR-GKN2-HU-96,RDD-RDR-GKN2-HU-48                                                                                                                                                                                           |
| Hersteller               | reddot Biotech                                                                                                                                                                                                                  |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                                     |
| Applikation              | ELISA                                                                                                                                                                                                                           |
| Spezies Reaktivität      | Human                                                                                                                                                                                                                           |
| Produktbeschreibung      | This Human Gastrokeine 2 (GKN2) ELISA Kit is a precoated, Sandwich ELISA assay designed to detect and quantify the target analyte in tissue homogenates and other biological fluids . This product is for Research Use Only.... |
| Detektionsbereich        | 15.6-1000pg/mL                                                                                                                                                                                                                  |
| Sensitivitaet            | 6.1pg/mL                                                                                                                                                                                                                        |
| Proben                   | tissue homogenates and other biological fluids                                                                                                                                                                                  |
| Target-Kategorie         | Human Gastrokeine 2 (GKN2)                                                                                                                                                                                                      |
| Anwendungsbeschreibung   | Assay Length: 3 hours. Experimental Method: Sandwich                                                                                                                                                                            |