

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Equine Pro-opiomelanocortin (POMC) RDD-RDR-POMC-EQ

|                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Equine Pro-opiomelanocortin (POMC)                                                                                                                                                                                               |
| Artikelnummer            | RDD-RDR-POMC-EQ                                                                                                                                                                                                                  |
| Hersteller Artikelnummer | RDR-POMC-Eq                                                                                                                                                                                                                      |
| Alternativnummer         | RDD-RDR-POMC-EQ-96,RDD-RDR-POMC-EQ-48                                                                                                                                                                                            |
| Hersteller               | reddot Biotech                                                                                                                                                                                                                   |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                                      |
| Applikation              | ELISA                                                                                                                                                                                                                            |
| Spezies Reaktivität      | Equine                                                                                                                                                                                                                           |
| Produktbeschreibung      | This Equine Pro-opiomelanocortin (POMC) is a precoated, Sandwich ELISA assay designed to detect and quantify the target analyte in serum, plasma, saliva and other biological fluids . This product is for Research Use Only.... |
| Detektionsbereich        | 125-8000pg/mL                                                                                                                                                                                                                    |
| Sensitivitaet            | 45pg/mL                                                                                                                                                                                                                          |
| Proben                   | serum, plasma, saliva and other biological fluids                                                                                                                                                                                |
| Target-Kategorie         | Equine Pro-opiomelanocortin (POMC)                                                                                                                                                                                               |
| Anwendungsbeschreibung   | Assay Length: 3 hours. Experimental Method: Sandwich                                                                                                                                                                             |