

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Gelsolin (FITC), Rabbit USB-547084

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Gelsolin (FITC), Rabbit                                                                                                                                                                                                                                       |
| Artikelnummer            | USB-547084                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hersteller Artikelnummer | 547084                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alternativnummer         | USB-547084-200                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hersteller               | US Biological                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wirt                     | Rabbit                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kategorie                | Antikörper                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Applikation              | IF, IHC, WB                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Produktbeschreibung      | Applications: Suitable for use in Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry and Immunofluorescence. Other applications not tested. Recommended Dilution: Western Blot: 0.2-2ug/ml Immunohistochemistry: 5-20ug/ml Immunocytochemistry: 5-20u... |
| UniProt                  | <a href="#">Q68FP1</a>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reinheit                 | Purified by Protein A and peptide affinity chromatography.                                                                                                                                                                                                    |
| Formulierung             | Supplied as a liquid in PBS, pH 7.4, 0.02% sodium azide, 50% glycerol. Labeled with Fluorescein isothiocyanate (FITC).                                                                                                                                        |