

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

4-Di-1-ASP, CAS [[959-81-9]] TGM-T78450

Artikelname	4-Di-1-ASP, CAS [[959-81-9]]
Artikelnummer	TGM-T78450
Hersteller Artikelnummer	T78450
Alternativnummer	TGM-T78450-100MG,TGM-T78450-200MG
Hersteller	TargetMol
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	4-Di-1-ASP is a positively charged fluorescent dye used to label glioma cells in live brain tissue and can also be used to observe mitochondria in live cells, with $\lambda_{\text{exc}}/\lambda_{\text{em}} = 475/606$ nm....
Molekulargewicht	366.24
Reinheit	99.80%
CAS Nummer	[959-81-9]
Formel	C16H19IN2
Target-Kategorie	Mitochondrial Metabolism