

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

DNA, Salmon, Protein G (Agarose) USB-D3956-05

Artikelname	DNA, Salmon, Protein G (Agarose)
Artikelnummer	USB-D3956-05
Hersteller Artikelnummer	D3956-05
Alternativnummer	USB-D3956-05-2.5
Hersteller	US Biological
Kategorie	Molekularbiologie
Applikation	ChIP
Produktbeschreibung	Recombinant Protein G covalently bound to agarose by cyanogen bromide linkage. Sonicated salmon sperm DNA blocks nonspecific DNA binding sites on protein G agarose when collecting immunocomplexes for Chromatin Immunoprecipitations (ChIP assays). Appl...
Reinheit	Highly Purified
Formulierung	Supplied as 2.5ml packed beads containing 1mg sonicated salmon sperm DNA, 2.5mg BSA and ~5mg recombinant Protein G. Provided as a 50% gel slurry for a final volume of 5ml per vial. Suspended in 10mM Tris-HCl, 1mM EDTA, pH 8.0, containing 0.05% sodium azid