

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Loading Dye Buffer, 6X USB-L3350

Artikelname	Loading Dye Buffer, 6X
Artikelnummer	USB-L3350
Hersteller Artikelnummer	L3350
Alternativnummer	USB-L3350-5X1
Hersteller	US Biological
Kategorie	Molekularbiologie
Produktbeschreibung	Loading dye for DNA markers and samples on agarose or polyacrylamide gels. It contains two dyes for easy visual tracking. Recommended Dilutions: Add 1:5 of L3350 to DNA sample, mix 1 volume of dye with 5 volumes of DNA sample. In 1% agarose gels brom...
Formulierung	Supplied as a liquid in 10mM Tris-HCl, pH 7.6, 0.03% bromophenol blue, 0.03% xylene cyanol FF, 60mM EDTA, 60% glycerol.