

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Trident Prestained Protein Ladder (High Range) GTX-GTX50875

Artikelname	Trident Prestained Protein Ladder (High Range)
Artikelnummer	GTX-GTX50875
Hersteller Artikelnummer	GTX50875
Alternativnummer	GTX50875-500
Hersteller	GeneTex
Kategorie	Biochemikalien
Applikation	WB
Puffer	20 mM Tris-phosphate, pH 7.5 at 25°C), 2 % SDS, 1 mM Dithiothreitol, 3.6 M Urea, and 15 % (v/v) Glycerol
Application Verdünnung	Under suggested conditions, Prestained Protein Ladder resolves 12 major bands in 15% SDS-PAGE (Trisglycine buffer) and after Western blotting to nitrocellulose membrane.
Anwendungsbeschreibung	Under suggested conditions, Prestained Protein Ladder resolves 12 major bands in 15% SDS-PAGE (Trisglycine buffer) and after Western blotting to nitrocellulose membrane.