

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### CLIA Kit for Angiotensin II (AngII) USC-CCA005HU

|                          |                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | CLIA Kit for Angiotensin II (AngII)                                                                  |
| Artikelnummer            | USC-CCA005HU                                                                                         |
| Hersteller Artikelnummer | CCA005Hu                                                                                             |
| Alternativnummer         | USC-CCA005HU-48,USC-CCA005HU-96                                                                      |
| Hersteller               | Cloud-Clone                                                                                          |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                          |
| Spezies Reaktivität      | Human                                                                                                |
| Produktbeschreibung      | 48T, 96T, 96T*5, 96T*10, 96T*100...                                                                  |
| Detektionsbereich        | 11.72-3,000pg/mL                                                                                     |
| Sensitivitaet            | The minimum detectable dose of this kit is typically less than 3.61pg/mL                             |
| Proben                   | Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids |
| Anwendungsbeschreibung   | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection.                                                  |