

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Bright-Dtech 545-Tb / Streptavidin PDT-BDT545STRP

|                          |                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Bright-Dtech 545-Tb / Streptavidin                                                                                                             |
| Artikelnummer            | PDT-BDT545STRP                                                                                                                                 |
| Hersteller Artikelnummer | BDT545STRP                                                                                                                                     |
| Alternativnummer         | PDT-BDT545STRP-250, PDT-BDT545STRP-500, PDT-BDT545STRP-1, PDT-BDT545STRP-1.5, PDT-BDT545STRP-2X1.5, PDT-BDT545STRP-3X1.5, PDT-BDT545STRP-4X1.5 |
| Hersteller               | Poly-Dtech                                                                                                                                     |
| Kategorie                | Sonstiges                                                                                                                                      |
| Applikation              | DOT, FLISA, LF, TR-FRET, WB                                                                                                                    |
| Konjugation              | Bright-Dtech 545                                                                                                                               |
| Produktbeschreibung      | Bright-Dtech 545-Tb (Green) coupled to Streptavidin...                                                                                         |
| Konzentration            | 1x10 <sup>-8</sup> M                                                                                                                           |
| Sensitivitaet            | Possibility &lt; 1 pg/mL                                                                                                                       |
| Formulierung             | Liquid                                                                                                                                         |
| Proben                   | Serum, Plasma, Cell supernatant, urine, other biological fluids                                                                                |
| Application Verdünnung   | 1/10 to 1/1000                                                                                                                                 |