



Maske für Mund- und Nasenbereich MEDICAL+ wiederverwendbar

ANWENDUNG UND SCHUTZ:

- ✓ Das Tragen von Schutzmasken ist **besonders hilfreich** und wird zur **Vorbeugung** von durch Tröpfchen übertragenen Krankheiten empfohlen.
- ✓ Die Sicherheit wird erheblich erhöht u.a. durch einen eingearbeiteten, flexiblen Nasenbügel, der sich individuell an Nase und Gesicht anpassen lässt.
- ✓ Bakterielle Filtration über 95%;
- ✓ Sie verhindert das automatische Berühren des Mund- und Nasenbereich;
- ✓ Sie gibt Schutz und Sicherheit, was Wohlbefinden erhöht;

PRODUKTSPEZIFIKATION:

- die Maske besteht aus sogar 3 Schichten von Vliesstoffen. Die äußere Schicht ist der zertifizierte, gebundene Medizinvliesstoff **SMMS** (Spunbond, Meltblown, Meltblown und Spunbond) mit Gewicht 40g/m². Die **SPUNBOND**-Schichten gewährleisten außergewöhnliche Reißfestigkeit und verlängern die Lebensdauer der Maske. Die **MELTBLOWN**-Schichten sperren effektiv Bakterien. Die innere **SPUNLACE**-Schicht 70% PES i 30%CV ist atmungsaktiv und antibakteriell. Die letzte Schicht ist Spunbond mit Gewicht 35g/m².
- die Maske ist mit zwei gestrickten Gummibändern zu befestigen. Es ist leicht anzuwenden und reibt nicht an den Ohren.
- Die genaue Anpassung der Maske an das Gesicht mit dem eingearbeiteten Nasenbügel verhindert z.B. das Beschlagen der Brille.
- Jede Verpackung ist versiegelt, was garantiert, dass die Masken neu und unbenutzt sind.
- Jede Maske ist das Produkt mit Klasse 1 und verwendete Stoffe sind mit OEKO-TEX zertifiziert.

EIGENSCHAFTEN DER VERWENDETEN STOFFEN:

- Der medizinische Vliesstoff SMMS ist 100% aus Polypropylen und ist ungiftig. Mit SMMS können die Baumwollstoffe versetzt werden. SMMS ist weich, fein und hautfreundlich. Die äußeren Schichten bestehen aus Fasern, die hohe Haltbarkeit gewährleisten.
- Die Meltblown Schicht besteht aus Microfasern, die gute Sperre für Feuchtigkeit, Bakterien und Staub ist. Sie hat auch hohe Beständigkeit gegen Wasserdruck, Säure und gleichzeitig gute Luftdurchlässigkeit. Sie ist für hohe und niedrigere Temperaturen geeignet.
- SPUNLACE hat antibakterielle Eigenschaft und gute Belüftung, dank dessen die Atmung nicht beschränkt wird.

REINIGUNG:

- Die Maske kann gereinigt werden, indem sie mit kochendem Wasser verbrüht und etwa 30 Sekunden lang in heißem Wasser belassen wird. Entfernen Sie dann die Maske und lassen Sie sie trocknen, ohne sie auszuwringen. Sie können überschüssiges Wasser vorsichtig herausdrücken. Nicht bügeln!

Hersteller:

Kampol sp. z o.o., ul. Długa 25, 66-008 Świdnica PL 929-005-40-48, kampol@kampol.pl